

Filterhalter für die Filtration mit Membranen

Eigenschaften und Vorteile:

Konzipiert für die Klärung und Sterilisation von wässrigen und aggressiven Proben.

- Wiederverwendbar und autoklavierbar
- Auswahl von verschiedenen Filterhaltern, je nach Umfang und Art der Probe, die gefiltert werden soll:
 - Filterhalter für Volumen bis 5 ml (13 mm Membran Ø)
 - Filterhalter für Volumen bis 100 ml (25 mm Membran Ø)
 - Filterhalter für Volumen über 100 ml (47 mm Membran Ø)

Die Filterhalter sind aus Polypropylen, Perfluoralkoxy oder Edelstahl gefertigt. Für 13 und 25 mm Membranen sind sie mit den Anschlüssen Luer Lock female als Eingang und Luer Slip male als Ausgang versehen. Der Filterhalter für die Durchmesser 47 mm ist am Eingang und Ausgang mit einer Schlaucholive ausgestattet.

Bestellinformationen:

Artikel-Nummer	Gehäusematerial	Ø in mm	Packung
245030	Edelstahl	13	1 Stk
245130	Edelstahl	25	1 Stk
245770	PP Polypropylen	25	6 Stk
245750	PP Polypropylen	47	1 Stk
245780	PFA Perfluoroalkoxy	25	1 Stk
245790	PFA Perfluoroalkoxy	47	1 Stk

